

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dna Polimerase Beta Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06746

Número do item: CM0020779



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO, direcionado à DNA polimerase beta humana (POLB). Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta amostras humanas e de camundongo. Imunógeno recombinante. Ideal para estudos de reparo por excisão de bases e danos ao DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	[Validado por KO] DNA Polimerase beta de Coelho pAb
Observações/Alias	POLB; ta
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	5423
ID do Gene	5423
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-335 da DNA Polimerase beta humana (NP_002681.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	P06746
Peso da Proteína	38 kDa
Envio	Gelo em bolsa