


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Dna Polymerase Delta Subunidade 4 (Pold4/P12) Para Wb, Elisa - Q9Hcu8

Número do item: CM0026168



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado à subunidade 4 da DNA polimerase delta humana (POLD4/p12), adequado para Western blot (WB) e ELISA. Útil para investigar replicação do DNA, reparo e estabilidade genômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	POLD4 Rabbit pAb
Observações/Alias	p12; POLD5; POLD4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57804
ID do Gene	57804
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-107 da POLD4 humana (NP_066996.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9HCU8
Peso da Proteína	12kDa
Envio	Bolsa de gelo