

Anticorpo Policlonal Anti-Dna Polimerase Eta Para Wb - Q9Y253

Número do item: CM0019777



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a DNA polimerase eta humana (POLH), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas de síntese de translesão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNA polimerase eta pAb de Coelho
Observações/Apelido	XPV; XP-V; RAD30; RAD30A; DNA polimerase eta
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5429
GeneID	5429
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 322-520 da DNA polimerase eta humana (NP_006493.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y253
Peso da Proteína	78kDa
Envio	Saco de gelo