

Anticorpo Monoclonal Anti-Dna Polimerase Gama Para Wb, Elisa - P54098

Número do item: CM0002489

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra a DNA Polimerase gama humana (POLG). Validado para Western blot e ELISA, reage cruzadamente com camundongo. Regente essencial para estudos sobre replicação e reparo do DNA mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNA Polimerase gama Coelho mAb
Observações/Apelido	PEO; MDP1; SCAE; MIRAS; POLG1; POLGA; SANDO; MTDPS4A; MTDPS4B; DNA Polimerase gama
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5428
ID do Gene	5428
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P54098
Peso Proteico	140 kDa
Envio	Saco de gelo