


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dna Polimerase Gama Para Wb, Elisa - P54098

Número do item: CM0027605



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a DNA Polimerase gama humana (POLG). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre replicação do DNA mitocondrial e doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNA Polimerase gama pAb de Coelho
Observações/Apelido	PEO; MDP1; SCAE; MIRAS; POLG1; POLGA; SANDO; MTDP54A; MTDP54B; DNA Polimerase gama
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5428
GeneID	5428
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 540-720 da DNA Polimerase gama humana (NP_002684.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P54098
Peso Proteico	140kDa
Envio	Saco de gelo