

Anticorpo Policlonal Anti-Polimerase Kappa Do Dna (Polk) Para Wb E Elisa - Q9Ubt6

Número do item: CM0018713



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a polimerase kappa do DNA humano (POLK, DINP, DINB1). Adequado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Tem como alvo a proteína de reparo do DNA envolvida na síntese de translesão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POLK Rabbit pAb
Observações/Alias	DINP; POLQ; DINB1; POLK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51426
GeneID	51426
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da POLK humana (NP_057302.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBT6
Peso da Proteína	99 kDa
Envio	Bolsa de gelo