

Anticorpo Monoclonal Anti-Dna Topoisomerase I (Top1) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P11387

Número do item: CM0003260



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à DNA topoisomerase I (TOP1). Validado para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa em cromatina e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-DNA topoisomerase I (TOP1)
Observações/Apelido	TOPI; DNA topoisomerase I (TOP1)
Espécie	Humano
ID do Gene	7150
Imunogênio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da DNA topoisomerase I humana (TOP1) (P11387).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11387
Peso Proteico	91kDa
Envio	Bolsa de gelo