

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dna Topoisomerase I (Top1) Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P11387

Número do item: CM0015030



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à DNA topoisomerase I (TOP1) humana para aplicações de WB, IHC-P, IP e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. Detecta uma proteína de 91 kDa envolvida na topologia do DNA e na transcrição.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | pAb de coelho contra a DNA topoisomerase I (TOP1)                                    |
| Observações/Apelido | TOPI; DNA topoisomerase I (TOP1)                                                     |
| Espécie             | Humana                                                                               |
| GeneID (humano)     | 7150                                                                                 |
| GeneID              | 7150                                                                                 |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 da TOP1 humana (NP_003277.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                               |
| Categoria           | Anticorpos policlonais                                                               |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IP, ELISA                                                                 |
| Reatividade cruzada | Humana, camundongo                                                                   |
| SWISS               | P11387                                                                               |
| Peso da proteína    | 91 kDa                                                                               |
| Transporte          | Bolsa de gelo                                                                        |