


Anticorpo Policlonal Anti-Topoisomerase De Dna Ii Alfa (Top2A) Para If/Icc, Elisa - P11388

Número do item: CM0013197



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à DNA topoisomerase II alfa (TOP2A) humana, validado para IF/ICC e ELISA. Adequado para pesquisa em câncer e biologia celular, reconhece uma proteína de 174kDa. - P11388

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNA topoisomerase II alpha (TOP2A) pAb de coelho
Observações/Apelidos	TOP2; TP2A; TOPIIA; TOP2alpha; DNA topoisomerase II alpha (TOP2A)
Espécie	Humana
ID do Gene	7153
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1314-1503 da DNA topoisomerase II alfa (TOP2A) humana (NP_001058.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P11388
Peso da Proteína	174kDa
Envio	Bolsa de gelo