


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dna Topoisomerase Ii Alfa (Top2A) Para Wb - P11388

Número do item: CM0012077



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra DNA topoisomerase II alfa (TOP2A) humana, validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de ciclo celular, cromatina e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNA topoisomerase II alfa (TOP2A) Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	TOP2; TP2A; TOPIIA; TOP2alfa; DNA topoisomerase II alfa (TOP2A)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7153
GeneID	7153
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1432-1531 da DNA topoisomerase II alfa (TOP2A) humana (P11388).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11388
Peso Proteico	174kDa/178kDa/179kDa/183kDa
Envio	Saco de Gelo