

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dnaja1 [Validado Por Ko] Para Wb, If/Icc, Elisa - P31689

Número do item: CM0016910



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DnaJA1, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para estudos de apoptose, chaperonas e transporte de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado por KO] DnaJA1 pAb de coelho
Observações/Apelidos	DJ-2; DjA1; HDJ2; HSDJ; HSJ2; HSJ-2; HSPF4; NEDD7; hDJ-2; A1
Espécie	Humana
GeneID	3301
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 178-397 da DnaJA1 humana (NP_001530.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P31689
Peso da proteína	45 kDa
Envio	Bolsa de gelo