


Anticorpo Policlonal Anti-Dnaja2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60884

Número do item: CM0030888



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o DNAJA2 humano (homólogo DnaJ, subfamília A, membro 2). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para estudos de chaperonas e dobragem de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNAJA2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DJ3, CPR3, DJA2, DNAJ, DNJ3, RDJ2, HIRIP4, PRO3015, DNAJA2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10294
ID do Gene	10294
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 233-412 do DNAJA2 humano (NP_005871.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60884
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Saco de gelo