


Anticorpo Policlonal Anti-Dnaja3 Para Wb, Elisa - Q96Ey1

Número do item: CM0029837



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DNAJA3 (TID1, hTid-1), validado para WB e ELISA. Reconhece DNAJA3 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de apoptose e mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNAJA3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TID1; HCA57; hTID-1; DNAJA3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9093
ID do Gene	9093
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 221-480 do DNAJA3 humano (NP_005138.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96EY1
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco de gelo