

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dnajb11 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubs4

Número do item: CM0014266

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra DNAJB11 humano (ERdj3), um co-chaperona do RE. Validado para WB, IHC-P, ELISA e com reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de dobramento proteico e estresse do RE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	DNAJB11 Rabbit pAb
Observações/alias	DJ9; EDJ; Dj-9; ERj3; PKD6; ABBP2; ERdj3; ERj3p; ABBP-2; UNQ537; PRO1080; DNAJB11
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	51726
ID do gene	51726
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 89-358 de DNAJB11 humano (NP_057390.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9UBS4
Peso da proteína	41 kDa
Envio	Bolsa de gelo