


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Dnajb12 Para Wb & Elisa - Q9Nxx2

Número do item: CM0014141



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra DNAJB12, uma co-chaperona envolvida no enovelamento de proteínas, ERAD e maturação de canais de potássio. Validado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa em IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNAJB12 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DJ10; DNAJB12
Espécie	Humana
GeneID	54788
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 250-409 da DNAJB12 humana (NP_060096.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NXW2
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo