

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dnajb14 Para Wb E Elisa - Q8Tbm8

Número do item: CM0027345

introdução

DNAJB14 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB e ELISA, direcionado à proteína humana DNAJB14, uma co-chaperona para controle de qualidade de proteínas e maturação de canais iônicos. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de estresse do RE e infecções virais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNAJB14 Rabbit pAb
Observações/Apelido	EGNR9427; PRO34683; DNAJB14
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79982
GeneID	79982
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 da DNAJB14 humana (NP_001026893.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TBM8
Peso Proteico	43kDa
Envio	Bolsa de gelo