

Anticorpo Monoclonal Anti-Dnajb1/Hsp40 () Para Citometria De Fluxo Intracelular - P25685

Número do item: CM0008471



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao DNAJB1/HSP40 humano. Validado para citometria de fluxo intracelular, ideal para estudar o dobramento de proteínas mediado por chaperonas e a resposta ao choque térmico. Reatividade cruzada com humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Humano DNAJB1/HSP40
Observações/Apelido	Hdj1; Sis1; HSPF1; Hsp40; RSPH16B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3337
ID do Gene	3337
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 241-340 do DNAJB1/HSP40 humano (NP_006136.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P25685
Peso Molecular da Proteína	27kDa/38kDa
Envio	Em saco de gelo