

Pab De Coelho Anti-Dnajb6 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75190

Número do item: CM0027078



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à DNAJB6, uma chaperona implicada em neurodegeneração e doenças musculares. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de agregação proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho DNAJB6
Observações/Alias	DJ4, MRJ, Dnaj, HSJ2, HHDJ1, HSJ-2, MSJ-1, LGMD1D, LGMD1E, LGMDD1, DNAJB6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10049
ID do Gene	10049
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 177-326 da DNAJB6 humana (NP_490647.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75190
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Bolsa de gelo