


Anticorpo Policlonal Anti-Dnajb9 Para Wb E Elisa - Q9Ubs3

Número do item: CM0027557



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DNAJB9 (ERdj4) humano, adequado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de chaperonas do retículo endoplasmático e UPR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNAJB9 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MDG1, ERdj4, MDG-1, MST049, MSTP049, DNAJB9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4189
ID do Gene	4189
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-223 do DNAJB9 humano (NP_036460.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBS3
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Bolsa de gelo