

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dnajc10 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ixb1

Número do item: CM0012965

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DNAJC10 humano (ERdj5), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudar controle de qualidade de proteínas do RE, ERAD e sinalização de estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNAJC10 pAb de Coelho
Observações/Apelido	JPD1; MTHr; ERdj5; PDIA19; DNAJC10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54431
GeneID	54431
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante correspondente aos aminoácidos 614-793 do DNAJC10 humano (NP_061854.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8IXB1
Peso Proteico	91kDa
Envio	Saco de gelo