

## Anticorpo Monoclonal Anti-Dnajc12 Para Wb, Elisa - Q9Ukb3

Número do item: CM0002756



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra DNAJC12 humano, adequado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Uma ferramenta para investigar papéis de co-chaperona e hiperfenilalaninemia.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | DNAJC12 Rabbit mAb                                                                                            |
| Observações/Apelido | JDP1; HPANBH4; DNAJC12                                                                                        |
| Espécie             | Humano                                                                                                        |
| GeneID (Humano)     | 56521                                                                                                         |
| GeneID              | 56521                                                                                                         |
| Imunógeno           | Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 99-198 do DNAJC12 humano (Q9UKB3) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                        |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                     |
| Reatividade Cruzada | Camundongo                                                                                                    |
| SWISS               | Q9UKB3                                                                                                        |
| Peso da Proteína    | 23kDa                                                                                                         |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                  |