

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dnajc15 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5T4

Número do item: CM0012394

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o DNAJC15 (MCJ) humano para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo, rato. Ideal para estudos da cadeia respiratória mitocondrial e transporte de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNAJC15 Rabbit mAb
Observações/Apelido	MCJ; HSD18; DNAJD1; DNAJC15
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29103
GeneID	29103
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 70-150 do DNAJC15 humano (Q9Y5T4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5T4
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Saco de gelo