

Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Dnajc18 Para Wb, Elisa - Q9H819

Número do item: CM0021444

introdução

Anticorpo policloonal de coelho direcionado a DNAJC18 humano (membro 18 da subfamília C do homólogo DnaJ). Validado para WB e ELISA, reconhece proteína de humano e rato. Está envolvido na penetração da membrana do retículo endoplasmático pelo poliomavírus durante a infecção.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNAJC18 Rabbit pAb
Observações/Alias	DNAJC18
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	202052
ID do Gene	202052
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 260-350 da DNAJC18 humana (NP_689899.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9H819
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco de gelo