

Anticorpo Policlonal Anti-Dnajc19 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Da6

Número do item: CM0025825

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DNAJC19 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece DNAJC19 (TIM14) humano, humano, de camundongo e rato. Adequado para estudos de importação mitocondrial e remodelagem de cardiolipina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNAJC19 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PAM18; TIM14; TIMM14; DNAJC19
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	131118
ID do Gene	131118
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-116 do DNAJC19 humano (NP_660304.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96DA6
Peso da Proteína	12kDa
Envio	Saco com gelo