

Anticorpo Policlonal Anti-Dnajc19 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Da6

Número do item: CM0017582

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra DNAJC19/TIM14, validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para humano, rato, camundongo. Adequado para estudos de importação de proteínas mitocondriais e remodelação de cardiolipina.

Saiba mais

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNAJC19 Coelho pAb
Observações/Apelido	PAM18; TIM14; TIMM14; DNAJC19
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	131118
ID do Gene	131118
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-116 do DNAJC19 humano (NP_660304.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96DA6
Peso Proteico	12kDa
Envio	Saco de gelo