


Anticorpo Policlonal Anti-Dnajc2 Para Wb, Elisa - Q99543

Número do item: CM0028636



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DNAJC2 humano (ZRF1, MPP11). Validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e rato. Adequado para estudos de chaperonas e regulação da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNAJC2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ZRF1; ZUO1; MPP11; MPHOSPH11; DNAJC2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27000
GeneID	27000
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 do DNAJC2 humano (NP_055192.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q99543
Peso Proteico	72kDa
Envio	Em saco de gelo