


Anticorpo Policlonal Anti-Dnajc5 Para Wb E Elisa - Q9H3Z4

Número do item: CM0018359



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DNAJC5 humano (CSP/CLN4) para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Imunógeno: proteína recombinante (aa 1-198). Para pesquisas em neurociência e chaperonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	DNAJC5 Rabbit pAb
Observações/alias	CSP; NCL; CLN4; CLN4B; DNAJC5A; mir-941-2; mir-941-3; mir-941-4; mir-941-5; DNAJC5
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	80331
ID do gene	80331
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-198 da DNAJC5 humana (NP_079495.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	Q9H3Z4
Peso da proteína	22 kDa
Transporte	Bolsa de gelo