

Anticorpo Policlonais Anti-Dnajc7 Para Wb, Elisa - Q99615

Número do item: CM0029414

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a DNAJC7, validado para Western blot e ELISA em amostras humanas. Ideal para pesquisas de co-chaperona e dobramento de receptor de esteroides.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNAJC7 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DJ11; DJC7; TPR2; TTC2; DNAJC7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7266
GeneID	7266
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 230-380 do DNAJC7 humano (NP_003306.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q99615
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Bolsa de gelo