

Anticorpo Policlonal Anti-Dnajc9 Para Wb, Elisa - Q8Wxx5

Número do item: CM0020438



introdução

Validado por Western blot e ELISA, este anticorpo policlonal de coelho tem como alvo a proteína humana DNAJC9, uma co-chaperona dupla de histonas e proteínas de choque térmico. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato; ideal para pesquisas sobre montagem de nucleossomos e chaperonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado por KO] DNAJC9 Rabbit pAb
Observações/Apelido	JDD1; SB73; HDJC9; C9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23234
GeneID	23234
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 da DNAJC9 humana (NP_056005.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q8WXX5
Peso da proteína	30 kDa
Envio	Bolsa de gelo