

Anticorpo Policlonais Anti-Dnajc9 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wxx5

Número do item: CM0013943



introdução

Anticorpo policlonais de coelho anti-DNAJC9 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Tem como alvo a chaperona de histona humana e co-chaperona HSP70, ideal para pesquisa de montagem de nucleossomos e choque térmico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNAJC9 pAb de coelho
Observações/Apelidos	JDD1; SB73; HDJC9; DNAJC9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23234
ID do Gene	23234
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do DNAJC9 humano (NP_056005.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8WXX5
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Bolsa de gelo