


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dnal1 Para Wb E Elisa - Q4Ldg9

Número do item: CM0014565



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a DNAL1, adequado para aplicações de WB e ELISA. Reconhece DNAL1 em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa de função ciliar e discinesia ciliar primária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNAL1 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	LC1, CILD16, C14orf168, DNAL1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	83544
GeneID	83544
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 41-190 do DNAL1 humano (NP_113615.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q4LDG9
Peso Proteico	22kDa
Envio	Saco de gelo