

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dnal4 Para Wb, Elisa - 096015

Número do item: CM0018099

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o DNAL4 humano, uma cadeia leve axonemal de dineína envolvida na geração de força ciliar. Validado para Western blot e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos de cílios respiratórios e proteínas motoras.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNAL4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MRMV3; PIG27; DNAL4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10126
GeneID	10126
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-105 do DNAL4 humano (NP_005731.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	096015
Peso Proteico	12kDa
Envio	Saco de gelo