


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Dnase1 Para Wb, Elisa - P24855

Número do item: CM0027297



introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade contra DNASE1 humana (DNase I). Validado para Western blot e ELISA; reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisa de apoptose e NET.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNASE1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DNL1; DRN1; DNASE1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1773
GeneID	1773
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-282 da DNASE1 humana (NP_005214.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24855
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Bolsa de gelo