


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dnase1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P24855

Número do item: CM0014564



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DNASE1 (Desoxirribonuclease I) para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato; ideal para pesquisas sobre apoptose, NETose e doenças autoimunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNASE1 pAb Coelho
Observações/Apelido	DNL1; DRNI; DNASE1
Espécie	Humano
GeneID	1773
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-235 do DNASE1 humano (NP_005214.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P24855
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco de gelo