

## Anticorpo Policlonal Anti-Dnase1L1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P49184

Número do item: CM0014486

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DNASE1L1 humano (DNase X, DNase I-like 1). Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para pesquisa de nuclease e IVD.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | DNASE1L1 Rabbit pAb                                                                                                         |
| Observações/Apelido | XIB; G4.8; DNL1L; DNASEX; DNAS1L1; DNASE1L1                                                                                 |
| Espécie             | Humano                                                                                                                      |
| ID do Gene          | 1774                                                                                                                        |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-302 do DNASE1L1 humano (NP_006721.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                      |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                           |
| Reatividade Cruzada | Camundongo, Rato                                                                                                            |
| SWISS               | P49184                                                                                                                      |
| Peso Proteico       | 34kDa                                                                                                                       |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                |