

## Anticorpo Policlonal Anti-Dner Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nft8

Número do item: CM0022295

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado contra o DNER humano. Validado para WB, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre a sinalização Notch e neurobiologia.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | DNER Rabbit pAb                                                                                                            |
| Observações/Apelido | bet; UNQ26; DNER                                                                                                           |
| Espécie             | Humana                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)     | 92737                                                                                                                      |
| GeneID              | 92737                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 140-240 do DNER humano (NP_620711.3). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos policlonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Reatividade cruzada | Humano, camundongo, rato                                                                                                   |
| SWISS               | Q8NFT8                                                                                                                     |
| Peso da proteína    | 78 kDa                                                                                                                     |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                              |