


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dnm1 Para Wb E Elisa - Q05193

Número do item: CM0023762



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao DNM1 humano (Dynamina-1); validado para Western blot e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato; ideal para pesquisa de endocitose e reciclagem de vesículas sinápticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNM1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DNM, DEE31, EIEE31, DNM1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1759
GeneID	1759
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 400-490 do DNM1 humano (NP_004399.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q05193
Peso Proteico	97kDa
Envio	Saco de Gelo