

Anticorpo Policlonal Anti-Dnm2 Para If/Icc, Elisa - P50570

Número do item: CM0015324



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o DNM2 humano, adequado para IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano, rato e camundongo. Ideal para estudar a dinamina-2 na endocitose, dinâmica de actina e doença de Charcot-Marie-Tooth.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNM2 Rabbit pAb
Observações/Pseudônimo	DYN2; CMT2M; DYNII; LCCS5; CMTDI1; CMTDIB; DI-CMTB; DNM2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1785
GeneID	1785
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 607-866 do DNM2 humano (NP_004936.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	P50570
Peso Proteico	98kDa
Envio	Saco de gelo