

Anticorpo Policlonal Anti-Dnm2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P50570

Número do item: CM0025956



introdução

DNM2 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato, direcionado à GTPase dinamina-2 envolvida na endocitose e remodelagem do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	DNM2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DYN2; CMT2M; DYNII; LCCS5; CMTDI1; CMTDIB; DI-CMTB; DNM2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1785
GeneID	1785
Imunogen	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P50570
Peso Proteico	98kDa
Envio	Bolsa de gelo