

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dnmt1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P26358

Número do item: CM0002704



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-DNMT1 validado para WB, IHC-P, IP, ELISA com reatividade cruzada para Humano, Camundongo e Rato. Essencial para estudos de metilação do DNA, herança epigenética e repressão transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-DNMT1 de Coelho
Observações/Apelidos	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsal; DNMT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1786
GeneID	1786
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do DNMT1 humano (NP_001370.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpo Monoclonal
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P26358
Peso Proteico	183 kDa
Envio	Bolsa de gelo