

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dnmt1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P26358

Número do item: CM0016632



introdução

pAb de Coelho DNMT1 (Humano, Rato, Camundongo) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Tem como alvo a DNA metiltransferase de manutenção DNMT1 para pesquisas epigenéticas e estudos sobre câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho DNMT1
Observações/Apelido	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsal; DNMT1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1786
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-124 da DNMT1 (NP_001370.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P26358
Peso da Proteína	183kDa
Envio	Saco de gelo