


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dnmt3A Para Wb, Elisa - Q9Y6K1

Número do item: CM0002681



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra DNMT3A, adequado para WB e ELISA. DNMT3A é uma DNA metiltransferase de novo essencial para o padrão de metilação em todo o genoma durante o desenvolvimento. Validado para reatividade humana, auxilia na pesquisa epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] DNMT3A Rabbit mAb
Observações/Apelido	TBR5; HESJAS; DNMT3A2; M.HsallIA; 3A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1788
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 550-650 do DNMT3A humano (Q9Y6K1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y6K1
Peso Proteico	102kDa
Envio	Saco de gelo