


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Dnmt3A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6K1

Número do item: CM0030415



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra DNMT3A validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em epigenética e metilação de DNA. SWISS: Q9Y6K1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNMT3A Rabbit pAb
Observações/Alias	TBR5; HESJAS; DNMT3A2; M.HsaIIIA; DNMT3A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1788
GeneID	1788
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500-700 da DNMT3A humana (NP_072046.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6K1
Peso da Proteína	102kDa
Envio	Saco de gelo