

Anticorpo Policlonal Anti-Dnmt3B Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubc3

Número do item: CM0018376



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DNMT3B humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Essencial para a metilação de novo do DNA durante o desenvolvimento e para pesquisas sobre silenciamento gênico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	DNMT3B Rabbit pAb
Observações/alias	ICF; ICF1; FSHD4; M.HsaIIIB; DNMT3B
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	1789
ID do gene	1789
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da DNMT3B humana (NP_008823.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBC3
Peso da proteína	96 kDa
Envio	Bolsa de gelo