

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dnmt3B Para Wb, Chip, Elisa - Q9Ubc3

Número do item: CM0008016



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra DNMT3B humano (SWISS Q9UBC3) para aplicações em Western blot, ChIP e ELISA. A DNMT3B é uma DNA metiltransferase de novo crucial para estabelecer padrões de metilação durante o desenvolvimento e silenciar elementos repetitivos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNMT3B Rabbit mAb
Observações/Apelido	ICF; ICF1; FSHD4; M.HsaIIIB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1789
ID do Gene	1789
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 206-360 da DNMT3B humana (NP_008823.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ChIP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UBC3
Peso Proteico	96kDa
Envio	Saco de gelo