

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dnmt3B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubc3

Número do item: CM0026465



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-DNMT3B de alta qualidade validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta DNMT3B em tecidos humanos, de camundongo e rato. Crucial para estudos epigenéticos da metilação do DNA durante o desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNMT3B Coelho pAb
Observações/Alias	ICF; ICF1; FSHD4; M.HsaIIIB; DNMT3B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1789
ID do Gene	1789
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 345-475 da DNMT3B humana (NP_008823.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBC3
Peso Proteico	96kDa
Envio	Bolsa de gelo