

Anticorpo Policlonal Anti-Dnmt3L Para Wb, Elisa - Q9UJw3

Número do item: CM0013975



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao DNMT3L humano, um regulador chave da metilação do DNA. Validado para western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e camundongo. Adequado para pesquisa epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNMT3L Coelho pAb
Observações/Apelido	DNMT3L
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29947
GeneID	29947
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 151-386 do DNMT3L humano (NP_787063.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UJW3
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de gelo