

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Dnmt3L Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ujw3

Número do item: CM0021301



introdução

Anticorpo policlonar de coelho anti-DNMT3L validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta DNMT3L humano, de camundongo e de rato (44 kDa), um regulador chave da metilação de novo do DNA e da reprogramação epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNMT3L Rabbit pAb
Observações/Alias	DNMT3L
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29947
GeneID	29947
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do DNMT3L humano (NP_787063.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UJW3
Peso Proteico	44 kDa
Envio	Bolsa de gelo