

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dnph1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43598

Número do item: CM0004103



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho DNPH1 validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta DNPH1 humano e de rato, uma enzima de salvamento de nucleotídeos de 19 kDa que hidrolisa hmdUMP, prevenindo danos genômicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DNPH1 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	RCL; C6orf108; dj330M21.3; DNPH1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10591
GeneID	10591
Imunogénio	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 75-174 do DNPH1 humano (O43598).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O43598
Peso Proteico	19kDa
Envio	Em saco de gelo