

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dock1 Para Wb, Elisa - B2Ruu3

Número do item: CM0019833

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao DOCK1 humano (DOCK180/ced5), validado para Western blot e ELISA. Útil para estudar a sinalização mediada por fatores de troca de nucleotídeos de guanina e a dinâmica de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DOCK1 Coelho pAb
Observações/Apelido	ced5; DOCK180; DOCK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1793
GeneID	1793
Imunogênio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1766-1865 do DOCK1 humano (NP_001371.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	B2RUU3
Peso Proteico	215kDa
Envio	Saco de gelo